



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ  
СОЮЗА ССР

---

# ХЛОРАТ НАТРИЯ ТЕХНИЧЕСКИЙ

ВЕСОВОЙ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЛАГИ

ГОСТ 29208.2—91

(ИСО 2462—73)

Издание официальное

БЗ 10—91/1078

22 р. 20 к.

КОМИТЕТ СТАНДАРТИЗАЦИИ И МЕТРОЛОГИИ СССР  
Москва

**ХЛОРАТ НАТРИЯ ТЕХНИЧЕСКИЙ****Весовой метод определения влаги**

Sodium chlorate for industrial use. Determination of moisture by gravimetric method

**ГОСТ****29208.2—91****(ИСО 2462—73)****ОКСТУ 2109****Дата введения 01.01.93**

Настоящий стандарт устанавливает метод определения влаги в техническом хлорате натрия с массовой долей влаги выше 0,02%.

Дополнительные требования, отражающие потребности народного хозяйства, выделены курсивом.

**1. СУЩНОСТЬ МЕТОДА**

Метод основан на нагревании тонкого слоя пробы для анализа в бюксе при температуре 105°C в течение 2 ч. Разность масс пробы до и после взвешивания представляет собой содержание влаги в пробе для анализа.

**2. АППАРАТУРА**

*Посуда и оборудование лабораторные стеклянные по ГОСТ 25336.*

*Бюкса или стаканчик для взвешивания по ГОСТ 25336 с притертовой крышкой диаметром приблизительно 50 мм.*

*Весы лабораторные 2-го класса точности по ГОСТ 24104 с наибольшим пределом взвешивания 200 г.*

*Сушильный шкаф, отрегулированный на температуру (105±2)°C.*

Температуру измеряют термометром, установленным таким образом, чтобы шарик термометра находился около бюксы, используемой при испытании.

*Примечание. Во избежание взрыва из-за отказа регулятора необходимо следить, чтобы максимальная температура сушильного шкафа не превышала 250°C.*

**Издание официальное**

**© Издательство стандартов, 1992**

**Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения Госстандарта ССР**

### 3. МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ

#### 3.1. Меры предосторожности

*Хлорат натрия является токсичным веществом (переводит гемоглобин крови в метагемоглобин, вызывает распад эритроцитов), сильным окисшителем, самовозгорается.*

Не допускать хранения и работы с хлоратом натрия вблизи источников тепла.

Не допускать какие-либо контакты хлората натрия и его растворов с минеральными кислотами, горючими и легковоспламеняющимися веществами (деревом, соломой, тряпьем, жирами и т. д.). Смеси продукта с горючими веществами и минеральными кислотами взрывоопасны и могут самовозгораться при повышении температуры, ударе, трении, волочении.

Все материалы, на которые случайно попал хлорат натрия, необходимо тщательно промыть водой.

*Не допускать работы с хлоратом натрия в помещениях, не оборудованных приточно-вытяжной вентиляцией. Работающие с хлоратом натрия должны быть снабжены специальной одеждой и индивидуальными средствами защиты органов дыхания и зрения.*

*При попадании хлората натрия и его растворов на одежду, кожные покровы и слизистые оболочки необходимо немедленно сменить одежду, продукт с кожных покровов и слизистых оболочек смыть водой с мылом или питьевой содой. При попадании продукта внутрь через пищевой тракт следует вызвать рвоту, промыть желудок и оказать врачебную помощь.*

*В помещениях, в которых работают с хлоратом натрия, следует проводить влажную или вакуумную уборку.*

*При загорании хлората натрия его следует тушить водой.*

#### 3.2. Проба для анализа

( $5 \pm 0,1$ ) г образца взвешивают с погрешностью не более 0,0002 г.

#### 3.3. Определение

Пустую бюксу, предварительно высушеннную в течение 30 мин в сушильном шкафу при температуре  $(105 \pm 2)^\circ\text{C}$  и охлажденную в эксикаторе, взвешивают с погрешностью не более 0,0002 г.

В бюксу помещают пробу для анализа, нанося ее тонким слоем, и взвешивают бюксу с пробой для анализа с погрешностью не более 0,0002 г.

Бюксу с содержимым и свинутой в сторону крышкой ставят в сушильный шкаф, отрегулированный на температуру  $(105 \pm 2)^\circ\text{C}$ , и сушат в течение 2 ч.

Вынимают бюксу из сушильного шкафа, закрывают крышкой, помещают ее для охлаждения в эксикатор, затем снова взвешивают с погрешностью не более 0,0002 г.

#### 4. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

Массовую долю влаги в процентах вычисляют по формуле

$$(m_1 - m_2) \cdot \frac{100}{m_0},$$

где  $m_1$  — масса бюксы с пробой для анализа перед нагреванием, г;

$m_2$  — масса бюксы с пробой для анализа после нагревания, г;

$m_0$  — масса пробы для анализа, г.

## ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН Московским научно-производственным объединением «СИНТЕЗ»
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Комитета стандартизации и метрологии СССР от 26.12.91 № 2124  
Настоящий стандарт подготовлен методом прямого применения международного стандарта ИСО 2462—73 «Хлорат натрия технический. Весовой метод определения содержания влаги» с дополнительными требованиями, отражающими потребности народного хозяйства
3. Срок первой проверки — 1998 г.  
Периодичность проверки — 5 лет
4. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, из которых дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 24104—88	2
ГОСТ 25336—82	2

**Редактор Н. П. Шухина**  
**Технический редактор В. Н. Прусакова**  
**Корректор Р. Н. Корчагина**

Сдано в наб. 24.01.92 Подп. в тип. 13.02.92 Усл. печ. л. 0,5. Усл. пр.-отт. 0,5. Уч.-изд. л. 0,20.  
Тираж 400 экз.

Ордерн «Знак Почета» Издательство стандартов, 123557, Москва, ГСП, Новопресненский пер., 3  
Гип. «Московский Печатник». Москва, Щепкин пер., 6. Зак. 888